

Revert Quality -リヴァート クオリティ-

毛髪中の還元剤を除去し酸化を促進
再現性の高いスタイルへ

1. ダレない

パーマ・カールの施術で良くある
仕上がり時のダレがなく、
選んだロッドと変わらないかかりを
実現します。

2. とれない

パーマ・ストレートの施術後、
あっという間にパーマがとれた、
クセが戻ったというトラブルも
しっかり回避出来ます。

3. 傷まない

パーマやストレート後に感じる
パサつき、チリつきなどの
ダメージを回避し、
今までの「パーマやストレートは傷む」
といったイメージは無くなります。

4. 驚きのリッジ感

コールドパーマでは不可能だった
「深く弾力のあるリッジ」が出せることで、
スタイリングによる再現性も高まります。

リヴァートAとは

リバースリアクションを効果的に行うための処理剤。
パーマの際に生成されるミックスジスルフィドを減少させ、
また余分な還元剤を無害なものへと変化させ酸化効果を大幅にupさせます。

リバースリアクションとは

新井幸三博士の研究された酸化理論。
毛髪内部でのリバースリアクションを効果的に行うこと
によってミックスジスルフィドの生成を大幅に減少させ
酸化を効率良くきっちりと行う事ができます。

ミックスジスルフィドとは

パーマ剤やカーリング剤に含まれる還元剤が毛髪内部の
システイン結合を切断する際に、毛髪中のシステイン残基
に還元剤が二硫化物として固定される事をいいます。
また、特に不適切なパーマ施術により、ミックスジスル
フィドが生成され、そのまま毛髪内部へ残った状態にな
ると、髪強度が低下し毛髪ダメージやスタイル維持の
悪化を引き起こします。

リヴァートCとは


リヴァートAのサポート剤。(単品使用不可)
リヴァートAの効果が十分に発揮されないケースにリ
ヴァートAの直前に使用することで、リバースリアク
ションが正常に行われます。(※使用プロセス参照)

【検証】




【結果】

リヴァートAを使用することで「使用したロッドの1.5倍未満で
ほぼロッド径で仕上がり」ます。それにより、お客様のご希望の
パーマスタイルが可能になります。



リヴァートをご使用いただくと...



- #### リヴァートA対象の還元剤およびメニュー
- 対象還元剤
 - ・チオグリコール酸 (システインとのハイブリッドも含む)
 - ・システイン (チオグリコール酸とのハイブリッドも含む)
 - 対象メニュー
 - ・コールドパーマ

- #### リヴァートA+C対象の還元剤およびメニュー
- 対象還元剤
 - ・システアミン単体
 - ・システアミン+チオグリコール酸のミックスタイプ
 - ・システアミン+システインのミックスタイプ
 - 対象メニュー
 - ・コールドパーマ (システアミン単体の薬剤使用時)
 - ・水洗を伴うホット系パーマ
 - ・水洗を伴う縮毛矯正およびストレートパーマ

リヴァートについてのQ&A

- Q1、中間水洗や酸リンスについて
A1、通常のコールド式の場合には必要ありません。リヴァートは毛髪内部に残ってしまった還元剤を使い切り、除去することができます。また、水洗を必要とする縮毛矯正やホット系パーマに関しては、水洗を通常通りにしていただきリヴァートC塗布後にリヴァートAをご使用ください。
- Q2、どんな還元剤にも使用できますか?
A2、はい、ほぼ使用できます。その他還元剤でも毛髪状態や一部の商品では結果が出にくい場合がございますので、詳しくはお尋ねください。
- Q3、使用量とコストは?
A3、使用量は適量をご使用下さい。全頭で30mlです。使用時は必ず水にて2倍希釈してください。その為原液では全頭で15mlとなり、一人当たりのコストはリヴァートAは45円、リヴァートCは90円になります。
- Q4、放置時間は短くできませんか?
A4、できません。リヴァートは5~10分の時間をかけ、毛髪内部の還元剤を除去し2剤の効果を促進します。放置時間が短いとせっかくの効果が得られません。必ず十分な時間を置いて下さい。



ニュートラル・リヴァート -A
1000ml アルミパック
サロン価格 3,000円 (税抜)



ニュートラル・リヴァート -C
500ml アルミパック
サロン価格 3,000円 (税抜)